

附件2

全国药品集中采购（胰岛素专项接续）中选品种供应清单（GY-YD2024-1）

采购组序号	采购组名称	药品名称	剂型	规格包装	包装方式	计价单位	生产企业	中选价格（元）	产品分类
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	本品的包装材料为笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器含垫片铝盖	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	25.87	A1
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/小盒	卡式瓶、溴化丁基橡胶塞、卡式瓶复合铝盖	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90	A
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	中性硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液用溴化丁基橡胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖。	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90	A
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴丁基橡皮活塞和溴丁基/聚异戊二烯橡皮膜。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91	A
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	玻璃笔芯	盒	BIOTON S.A.（合肥亿帆生物制药有限公司分包装）	25.92	A
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/盒	玻璃小瓶	盒	BIOTON S.A.（合肥亿帆生物制药有限公司分包装）	25.92	A
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93	A
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93	A
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	笔芯，1支/盒。另配一次性使用胰岛素注射笔用针头2只	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	25.93	A
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*2支/盒	2支/盒，另配一次性使用无菌胰岛素注射器1支。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	51.86	A
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	笔芯由1型玻璃制成，包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。	盒	诺和诺德（中国）制药有限公司	29.56	C
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用高硼硅玻璃珠、笔式注射器用铝盖	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90	A1
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	卡式瓶装。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91	A
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	玻璃笔芯	盒	BIOTON S.A.（合肥亿帆生物制药有限公司分包装）	25.92	A
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93	A
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93	A
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支/盒	笔芯由1型玻璃制成，包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。笔芯内的玻璃珠，用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	诺和诺德（中国）制药有限公司	29.56	C

采购组序号	采购组名称	药品名称	剂型	规格包装	包装方式	计价单位	生产企业	中选价格(元)	产品分类
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	玻璃笔芯	盒	BIOTON S.A.(合肥亿帆生物制药有限公司分包装)	25.79	A1
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品采用卡氏瓶装,内包装材料为笔式注射器用硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖和笔式注射器用高硼硅玻璃珠。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	25.87	A
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯)、复合铝盖、溴化丁基橡胶活塞、玻璃珠(帮助混匀)。包装规格为:1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	25.90	A
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用高硼硅玻璃珠、笔式注射器用铝盖	小盒	合肥天麦生物科技发展有限公司	25.90	A
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴丁基/聚异戊二烯橡胶膜。笔芯内的玻璃珠,用来帮助重复混匀胰岛素。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91	A
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴丁基/聚异戊二烯橡胶膜。笔芯内的玻璃珠,用来帮助重复混匀胰岛素。	盒	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	25.91	A
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93	A
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(40R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93	A
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/小盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93	A
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	10ml:400单位*1支/小盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	盒	通化东宝药业股份有限公司	25.93	A
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、玻璃珠、溴化丁基橡胶活塞、铝盖(带溴化丁基橡胶垫),1支/盒,另配一次性使用胰岛素注射笔针头2只。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	25.93	A
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	10ml:400单位*2支/盒	低硼硅玻璃管制注射剂瓶、药用氯化丁基橡胶瓶塞,2支/盒。另配一次性使用无菌胰岛素注射器1支。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	51.86	A
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	29.56	C
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由1型玻璃制成,包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。笔芯内的玻璃珠,用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	29.56	C
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3mL混悬液装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为橡胶塞及橡胶柱塞盘,并铝封。	盒	礼来苏州制药有限公司	29.56	C
3	预混人胰岛素	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3mL混悬液装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为橡胶塞及橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯被装入一次性的预装注射笔中。	盒	Lilly France	32.56	C

采购组序号	采购组名称	药品名称	剂型	规格包装	包装方式	计价单位	生产企业	中选价格(元)	产品分类
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品为装有3ml液体,带有一个橡胶活塞(溴化丁基橡胶)并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶)密封的玻璃(I型)小瓶。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	18.87	A1
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	23.98	A
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	28.98	A
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯)、复合铝盖、溴化丁基橡胶底座	盒	甘李药业股份有限公司	25.90	A
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)	盒	珠海联邦制药股份有限公司	25.91	A
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	预先装有笔芯的一次性多剂量注射笔。笔芯:笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)	盒	珠海联邦制药股份有限公司	30.91	A
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯),笔式注射器溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖	盒	惠升生物制药股份有限公司	25.92	A
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品为装有3ml液体,带有一个橡胶活塞(溴化丁基橡胶)并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯橡胶)密封的玻璃(I型)小瓶。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	35.55	B
4	餐时胰岛素类似物	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(特充)*1支/盒	本品为预先装有玻璃(I型)笔芯的一次性、可调节剂量的笔型注射器(塑料)。其中笔芯中装有3ml液体,内有一个活塞(溴化丁基橡胶),并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯橡胶)密封,外包装为纸盒。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	38.55	B
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶,复合铝盖,溴化丁基底座,1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	35.55	B
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	1支/盒。本品装于I型玻璃笔芯内,3mL笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	甘李药业股份有限公司	38.55	B
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖。1支/盒。另配一次性使用注射笔用针头2只。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	35.55	B
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中。	盒	礼来苏州制药有限公司	38.42	C
4	餐时胰岛素类似物	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,3ml笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V.(Lilly France)	41.42	C
4	餐时胰岛素类似物	谷赖胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml溶液装于笔芯(无色玻璃)中,配有弹性橡胶活塞,外有一个带橡胶塞(弹性橡胶)的密封圈(铝制翻边)	盒	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	38.42	C
4	餐时胰岛素类似物	谷赖胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml溶液装于笔芯(无色玻璃)中,配有弹性橡胶活塞,外有一个带橡胶塞(弹性橡胶)的密封圈(铝制翻边)	盒	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH(赛诺菲(北京)制药有限公司分包装)	41.42	C
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	63.33	A1
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖	盒	通化东宝药业股份有限公司	68.33	A1

采购组序号	采购组名称	药品名称	剂型	规格包装	包装方式	计价单位	生产企业	中选价格(元)	产品分类
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	包装规格: 3ml: 300单位(笔芯), 3ml/支, 1支/盒。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	63.37	A
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯采用笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞和笔式注射器用铝盖含垫片(溴化丁基橡胶垫片)包装	盒	辽宁博螯生物制药有限公司	63.88	A
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯), 复合铝盖, 溴化丁基橡胶塞, 1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	65.30	A
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	3ml:300单位(预填充注射笔), 1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	70.30	A
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒, 笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞, 笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	65.31	A
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	预先装有笔芯的一次性多剂量注射笔。笔芯: 笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒, 笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞, 笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	70.31	A
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	3ml: 300单位/笔芯, 1支/盒(笔芯), 装入可重复使用胰岛素笔ClikSTAR(得时笔2), Allstar或者JuniorSTAR中使用。	盒	赛诺菲(北京)制药有限公司	65.32	A
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	本笔芯(1型无色玻璃)带有一个黑色的活塞(溴化丁基橡胶)和一个含垫片(溴化丁基橡胶或者异戊二烯层压和溴化丁基橡胶)的凸缘铝盖。每支笔芯内装有3ml药液。笔芯密封在一个用完即弃的注射笔内。本包装内不含针头。	盒	赛诺菲(北京)制药有限公司	70.32	A
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	1.5ml:450单位(预填充)*1支/盒	笔芯(1型无色玻璃)带有一个黑色的活塞(溴化丁基橡胶)和一个含垫片(异戊二烯层压和溴化丁基橡胶)的凸缘铝盖。笔芯密封在一个用完即弃的注射笔内。每个笔芯内装有1.5ml溶液。本包装内不含针头。	盒	赛诺菲(北京)制药有限公司	89.91	A
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	1.5ml:450单位(预填充)*1支/盒	笔芯(1型无色玻璃)带有一个黑色的活塞(溴化丁基橡胶)和一个含垫片(异戊二烯层压和溴化丁基橡胶)的凸缘铝盖。笔芯密封在一个用完即弃的注射笔内。每个笔芯内装有1.5ml溶液。本包装内不含针头。	盒	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (赛诺菲(北京)制药有限公司分包)	89.91	A
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品采用的内包装材料为笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用铝盖。1支/盒, 另配一次性使用胰岛素注射笔用针头2只。	盒	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	65.33	A
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞。	盒	山东新时代药业有限公司	75.53	B
5	基础胰岛素类似物	德谷胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品为含3ml溶液的笔芯(1型玻璃)。笔芯带有一个活塞(溴化丁基), 由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯)密封, 装于包装盒内。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	77.11	C
5	基础胰岛素类似物	德谷胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(畅充)*1支/盒	本品为聚丙烯制成的一次性预填充多剂量注射笔, 内含装有3ml溶液的笔芯(1型玻璃)。笔芯带有一个活塞(溴化丁基), 由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯)密封。本品装在包装盒内。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	80.11	C

采购组序号	采购组名称	药品名称	剂型	规格包装	包装方式	计价单位	生产企业	中选价格(元)	产品分类
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及铝封的柱塞盘(聚异戊二烯和卤丁基橡胶薄片)。	盒	Eli Lilly Nederland B.V.(Lilly France S.A.S.) (礼来苏州制药有限公司分包装)	77.11	C
5	基础胰岛素类似物	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*5支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及铝封的柱塞盘(聚异戊二烯和卤丁基橡胶薄片)。3mL笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V.(Lilly France S.A.S.)	400.55	C
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖,笔式注射器用高硼硅玻璃珠	盒	通化东宝药业股份有限公司	23.98	A1
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素50注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用含垫片铝盖,笔式注射器用高硼硅玻璃珠	盒	通化东宝药业股份有限公司	23.98	A1
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由I型玻璃制成,一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶垫片(溴化丁基)密封,装有3ml混悬液。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。	盒	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	25.87	A
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯),复合铝盖,溴化丁基底塞,玻璃球(帮助混匀),1支/盒。	盒	甘李药业股份有限公司	25.90	A
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用高硼硅玻璃珠,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	25.91	A
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	预先装有笔芯的一次性多剂量注射笔。笔芯:笔式注射器用中硼硅玻璃套筒,笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用高硼硅玻璃珠,笔式注射器用铝盖(带溴化丁基橡胶垫)。	盒	珠海联邦制药股份有限公司	30.91	A
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素50注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯),笔式注射器溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖,笔芯内装有玻璃珠以帮助混匀胰岛素。	盒	惠升生物制药股份有限公司	25.92	A
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯),笔式注射器溴化丁基橡胶活塞,笔式注射器用铝盖,笔芯内含有玻璃珠以帮助混匀胰岛素。	盒	惠升生物制药股份有限公司	25.92	A
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素50注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯(I型玻璃)的一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶膜(溴化丁基/聚异戊二烯)密封。笔芯内装有玻璃珠以帮助混匀胰岛素。每支笔芯装有3ml混悬液。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	35.55	B
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	笔芯由I型玻璃制成,一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶膜(溴化丁基/聚异戊二烯)密封,装有3ml混悬液。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	35.55	B

采购组序号	采购组名称	药品名称	剂型	规格包装	包装方式	计价单位	生产企业	中选价格(元)	产品分类
6	预混胰岛素类似物	门冬胰岛素30注射液	注射剂	3ml:300单位(特充)*1支/盒	预先装有玻璃(I型)笔芯的一次性多剂量注射笔(塑料)。其中的笔芯装有3ml混悬液,一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封,另一端使用橡胶膜(溴化丁基/聚异戊二烯)密封。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。每支预填充笔装有3ml混悬液。	盒	诺和诺德(中国)制药有限公司	38.55	B
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	卡式瓶(笔芯),复合铝盖,溴化丁基橡胶活塞,玻璃珠(帮助混匀),1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	35.55	B
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	1支/盒	盒	甘李药业股份有限公司	38.55	B
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树脂乳液处理。	盒	Eli Lilly Nederland B.V.(Eli Lilly Italia S.p.A.) (礼来苏州制药有限公司分包装)	38.42	C
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树脂乳液处理。	盒	礼来苏州制药有限公司	38.42	C
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(笔芯)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树脂乳液处理。	盒	Eli Lilly Nederland B.V.(Lilly France) (礼来苏州制药有限公司分包装)	38.42	C
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树脂乳液处理。3ml笔芯被装入一次性的注射笔中。本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V.(Lilly France)	41.42	C
6	预混胰岛素类似物	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300单位(预填充)*1支/盒	本品装于I型玻璃笔芯中,笔芯两端分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶柱塞盘,并铝封。笔芯的柱塞和/或玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树脂乳液处理。3ml笔芯被装入一次性的注射笔中,本品不含针头。	盒	Eli Lilly Nederland B.V.(Lilly France)	41.42	C